

ALLEGATO A all'AVVISO PARTI CONSUMABILI A MARCHIO MILLIPORE per PURIFICATORE MILLI-Q – laboratorio di ARPAT AVC – fabbisogni presunti per quattro anni

Descrizione di quanto richiesto				
Parte I				
Colonna A		Colonna B	Colonna C	Colonna D
Tipologia		confezionamento	Quantità	CODICE
1	Millipak 40 0.22 um NPT/HB	2 blister	4	MPGL04GK2
2	Progard 2S ALONE (LONG)	1	8	PR0G000S2
3	Q-Pak 1 /RO FEED) W/MILLIPAK	1	8	CPMQ004R1
4	PE Tank Millipak filter	1	2	TANNKMPK01